

## Was Eltern zur Ponseti AFO-Schiene sagen

*"Ich wollte Ihnen eine Mail schicken, einmal, um Ihnen mitzuteilen, dass wir heute morgen die Mitchell-Boots erhalten haben und zweitens, um Ihnen ganz, ganz herzlich zu danken! Ich weiß Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit wirklich zu schätzen und auch die Tatsache, wie schnell wir diese Hilfe erhalten haben. Wir haben mit den Markell-Schuhen 2 Tage lang die Hölle erlebt: Wie üblich blieb die Schiene nicht dran, kein Schlaf, Tränen bei uns allen usw.- und dann haben wir heute morgen die Mitchell-Schuhe anprobiert und der Unterschied war einfach unglaublich. Oliver hat niemals tagsüber so gut durchgeschlafen und so viel gelächelt - deshalb ein dickes Dankeschön von uns allen."*

Ruth, Mutter von Oliver, Mai 2006

*"Wir können gar nicht sagen, wie viel besser es Lucy mit diesen Stiefeln geht; sie sind so viel einfacher in der Verwendung und sie ist viel glücklicher damit und wir können uns viel besser an die Therapie halten, die für eine gelungene Korrektur so wichtig ist."*

Jane, Mutter von Lucy, April 2005

*"Die Mitchells-Stiefel sind super. Louis trägt diese Stiefel jetzt seit einer Woche und fühlt sich großartig damit. Er schläft sogar damit."*

Debs, Mutter von Louis, Februar 2005

*"Nachdem er die Mitchells-Stiefel 3 Wochen lang getragen hat, hatte Owen mal wieder einen Termin beim Facharzt. Sein Fuß hatsich weiter gestreckt!!!!*

*Die Mitchells haben den Rückfall korrigiert, der dadurch entstanden war, dass er andere Stiefel trug, und der Doktor ist begeistert davon, wie sein Fuß jetzt aussieht! Wir sind überglücklich, dass wir jetzt an einer Eingipsung / Operation vorbeikommen."*

Kim, Mutter von Owen, Oktober 2005

*"Meine Tochter Aurora wurde mit der Ponseti-Methode erfolgreich behandelt. Es war daher nur konsequent, die bestmöglichen Stiefel zu verwenden, um die Korrektur weiter voranzutreiben. Wir fanden, dass die Stiefel von ausgezeichneter Qualität waren und sich auf der Haut sehr weich anfühlten. Sie waren sogar so angenehm zu tragen, dass meine Tochter tagelang ausgezeichnet darin schlafen konnte, und das zum ersten Mal seit Monaten! Dank der Ponseti/Mitchell-Schiene sieht ihr Fuß jetzt ganz toll aus. Ich habe die c-prodirect company als ein sehr hilfsbereites und freundliches Unternehmen kennen gelernt, deren Inhaber dank ihrer Erfahrung in der Verwendung der Stiefel bei ihrem eigenen Sohn in der Lage waren, alle meine Fragen zu meiner vollsten Zufriedenheit zu beantworten. Meine Stiefel wurden trotz der kurzfristigen Bestellung sehr schnell nach Europa geschickt."*

Mrs J Davidson und Aurora, GB und Tschechische Republik

**c-prodirect**  
Wir sind stolz darauf, die Ponseti-Methode unterstützen zu dürfen

**c-prodirect**  
Wir sind stolz darauf, die Ponseti-Methode unterstützen zu dürfen

Europäische Vertreiber für Mitchell Designs  
und MD Orthopaedics, USA



Dr Ignatio Ponseti



Für Bestellungen innerhalb Deutschlands,  
wenden Sie sich bitte an:

Semeda Medizinische Instrumente  
e.K. Bestellhotline: 040 – 639 738 82  
Fax: 040 6000 99 70.

Besuchen Sie unsere Website unter  
[www.c-prodirect.co.uk](http://www.c-prodirect.co.uk)

**Die Ponseti AFO-Schiene  
entworfen, empfohlen und selbst  
verwendet von Dr. Ignatio Ponseti**

copyright © 2007 c-prodirect ltd

## Die AFO-Schiene nach Ponseti (AFO – Sprunggelenkorthese)

Die Ponseti AFO-Schiene wurde von John Mitchell in Zusammenarbeit mit Dr. Ponseti entwickelt, nachdem Probleme mit anderen Schienentypen aufgetreten waren.

Die Ponseti-Schiene ist eine sandalenähnliche Fußbekleidung, die an einer einstellbaren Schiene mit eingebauter Dorsiflexion befestigt ist. Die Sandalen lassen sich leicht auf das richtige Maß an Abduktion für den Klumpfuß einstellen. Sie werden mittels eines 'Quick Clip'-Systems an der Schiene befestigt, was ein einfaches An- und Abklipsen der Sandalen ermöglicht.

Die Fußbekleidung besteht aus einem geformten Fußbett aus Gummi und weichen Lederriemchen. Der Fuß wird sicher im Fußbett gehalten und kann nicht verrutschen. Bei Babys gibt es keine Anpassungsphase, weil sie die Schiene bereitwillig annehmen.

Die Schiene war ursprünglich für atypische/komplexe Klumpfüße vorgesehen. Aufgrund ihres bemerkenswerten Erfolgs und der positiven Rückmeldungen von Patienten verwenden manche Krankenhäuser ausschließlich diese Schiene für alle Fälle von Klumpfüßen, die mit der Ponseti-Methode behandelt werden.

Die AFO-Abduktionsschiene nach Ponseti kommt nach der anfänglichen Korrektur des Klumpfußes durch Manipulation, gefolgt von einer Serie von Gipsverbänden und möglicherweise einer Tenotomie der Achillessehne zum Einsatz. Wird sie bei einem atypischen/komplexen Klumpfuß verwendet, trägt die Schiene weiter zur allmählichen Steigerung der Flexibilität und Dorsiflexion bei.

Die Lage der Ferse ist leicht durch zwei Öffnungen am hinteren Ende der Sandalen zu sehen. Bei steifen Füßen kann der Fortschritt gut beobachtet werden, da die Ferse in der Sandale jede Woche ein Stück weiter «nach unten geht»

John Mitchell verwendet für seine Ponseti AFO-Schiene nur beste Materialien. Zum Design, für das ein Patent angemeldet wurde, gehören Wildleder und weicher Gummi, der sich den Füßen der Kinder anpasst und für einen guten Tragekomfort sorgt.



*Die genannten Preise können jederzeit geändert werden. Die Ponseti AFO-Schiene unterliegt nicht der Mehrwertsteuer. Der Versand in das Vereinigte Königreich ist inbegriffen. Bei Bestellung von außerhalb des Vereinigten Königreiches fallen zusätzliche Gebühren für Versand und Verpackung sowie für Bearbeitungskosten an.*

## Plantar Flexion Stop Sandale

Die Plantar Flexion Stop (PFS) Sandale wurde für Kinder gefertigt, deren Füße dazu tendieren nach unten zu zeigen (plantare Flexion) und die eine eingeschränkte Dorsiflexion haben. Die Sandale eignet sich darüber hinaus für Kinder mit hyperflexiblen Füßen, da sie sicherstellt, dass der Fuß jederzeit in einer neutralen oder gewölbten Stellung gehalten wird. Die Sandalen werden in Verbindung mit dem Ponseti AFO Quick Clip- Standardsystem verwendet. Wie auch die Ponseti AFO hält die PFS den Fuß in einem solchen Winkel, dass die Korrektur des Klumpfußes beibehalten wird.

## Und so bestellen Sie die Ponseti AFO-Schiene:

Bitte wenden Sie sich an Sameda Medizinische Instrumente e.K. Bestell-Hotline: 040 - 63 97 38 82 Fax: 040 - 6000 99 70 und geben Sie die Länge und Breite jedes Fußes an; dort erhalten Sie alle weiteren Informationen, Lieferkonditionen sowie auch die Fachberatung.

Bei größeren Bestellmengen wird Ihnen Rabatt gewährt. Die Standardgrößen reichen von 6,5 bis 17,0 cm. Andere Größen können für Patienten auf Anfrage individuell angefertigt werden.