

**duna**<sup>®</sup>  
ORTHOPAEDIC SHOES INDUSTRY

Deutscher  
Distributor

 **semeda**<sup>®</sup>  
ORTHOPÄDISCHE PRODUKTE

# Kids & Teens 2019



Sandalen



Sportschuhe



BOA Laces

Willkommen in Deutschland!

Die Duna Schuhe sind da!

## Liebe Orthopädie-Techniker, liebe Eltern und Kinder,

Schuhe sind eine sehr persönliche Angelegenheit - besonders dann, wenn sie neben der therapeutischen Funktionalität auch den ästhetischen Ansprüchen von Kindern und Jugendlichen genügen müssen. Mit der neuen Duna Schuh-Kollektion zeigen wir, wie sich beide Aspekte optimal miteinander verbinden lassen.

Das italienische Traditionsunternehmen Duna S.r.l. steht seit 1974 für höchste handwerkliche und technische Qualität bei der Entwicklung und Produktion von orthopädischen Schuhen. Aber mehr noch: Auch modisch sind die Schuhe - typisch italienisch - immer auf dem neuesten Stand.

Semeda ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Produkte rund um die Klumpfußbehandlung nach Ponseti, das seine Orthesen in 29 Länder exportiert.

Damit es in Deutschland in Zukunft mehr Auswahl an topmodernen orthopädischen Kinderschuh gibt, haben wir - Duna und Semeda - beschlossen, einige der europaweit erfolgreichsten und beliebtesten Duna Modelle auch auf dem deutschen Markt anzubieten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern in unserer exklusiven Modellauswahl!



Maurizio Rosiglioni  
Sales und Managing Director  
Duna



Harald Kujus  
Geschäftsführer  
Semeda

## Inhaltsverzeichnis

Qualitätsmerkmale eines orthopädischen Schuhs .....	4
Sandalen .....	8
Clip	
Linus	
Snoopy Boy / Snoopy Girl	
Kleine Pause .....	12
Sportschuhe .....	14
Tino Boy / Tino Girl	
Peddy	
Kim Boy / Kim Girl	
BOA-Lace-Schuhe .....	18
Side Boy / Side Girl	
Will Boy / Will Girl	
Das Sortiment im Überblick .....	22



## Worauf kommt es bei einem guten orthopädischen Schuh eigentlich an?

Primär muss ein orthopädischer Schuh eine therapeutische Funktion erfüllen - er muss den Fuß stützen und korrigieren und genügend Raum für eine Orthese bieten. Und zwar ohne zu drücken oder die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

Je nach Indikation können dabei unterschiedliche funktionale Kriterien im Vordergrund stehen, zum Beispiel die Festigkeit in bestimmten Schuh-Bereichen sowie die Art oder der Umfang der Polsterung.

Seit 1974 entwickelt Duna hochwertige Orthesenschuhe und kombiniert dabei eine langjährige Handwerkstradition mit modernsten Technologien.

## Optimale medizinische Funktionalität und ein attraktives Design!



## Duna steht für Qualität

- Duna orthopädische Schuhe sind speziell zur Aufnahme von orthopädischen Hilfsmitteln wie Einlegesohlen oder Orthesen konzipiert.
- Sie werden mittels eines Spezial-Leistens hergestellt, der die anatomisch korrekten Proportionen zwischen Rück-, Mittel- und Vorfuß abbildet.
- Der Schuh bietet einen sicheren Stand.
- Er unterstützt die dynamische Gehbewegung.
- Ein verstärkter, versteifter Rückfuß-Bereich verhindert das Auftreten einer Valgus-Ferse.
- Der Schuh verhindert die Torsion des Rückfußes.
- Er bietet dem Fuß höchste Beweglichkeit im Vorfuß-Bereich.
- Alle verwendeten Materialien eignen sich für den Einsatz unter therapeutischen Bedingungen.

# Schuhe mit Köpfchen.

## Damit es Kinderfüßen gut geht.

### Fersenkappe und mediale Großzehenversteifung

Duna Kappen und Versteifungen sind nicht nur stabil und stützen gemäß der Indikation. Alle Materialien bieten zudem den größtmöglichen Tragekomfort für jeden Tag.

### Innenfutter

Duna verarbeitet extraweiches Futterleder vom Kalb, das die Fußfeuchtigkeit während des Tragens aufnimmt und in der Nacht abgibt - oder wertvolle Funktionsmaterialien, die entweder besonders dämpfen, wärmen oder wasserdicht sind.

### Polsterung

Duna Schuhe sind an beanspruchten Bereichen besonders gut gepolstert.

### Innensohle

Die Vliesfaserbrandsohle in Duna Schuhen ist herausnehmbar. Sie bietet den medizinisch notwendigen Raum für Kinderfuß und Spezialeinlagen.

### Kürzbare Klettverschlüsse

Bei vielen Duna Modellen lässt sich die Länge der Klettverschlüsse kürzen.

### Bearbeitbare Laufsohle

Extra abriebfest, griffig und rutschsicher lassen sich alle Duna Sohlenmaterialien jeder Versorgung anpassen. Farbe und Ausführung harmonieren perfekt mit dem jeweiligen Schuh.

### Einlagentasche zur Fixierung in offenen Sandalen

In offenen Duna Schuhen werden Einlagen in einer Einlagentasche gehalten. So rutschen sie nicht nach vorne und bleiben in der richtigen Position.



# Die Füße erkennen den Unterschied. Die Augen nicht.

Duna Schuhe sind so gefertigt, dass sich die therapeutischen Schuhe optisch möglichst gering von den normalen Schuhmodellen unterscheiden. Das vereinfacht auch das Kombinieren der Modelle bei unterschiedlichen Indikationen für den linken und rechten Fuß.



**Tino Boy  
Therapieschuh (Normalschuh)**

Duna Therapieschuhe eignen sich gleichermaßen zur Versorgung eines gesunden Fußes und zur Aufnahme einer Einlage.



**Tino Boy  
Orthoseschuh**

Duna Orthoseschuhe sind speziell für die Aufnahme von normal breiten Orthesen konzipiert.



**Tino Boy  
Orthoseschuh breit**


Duna Orthoseschuhe breit bieten gleichzeitig genug Spielraum für breite Orthesen und optimalen Halt für die Füße.

## Die wichtigsten Bereiche eines orthopädischen Schuhs im Überblick.

- Fersenkappe und mediale Großzehenversteifung
- Laufsohle
- Einlagentasche
- Innenfutter
- Innensohle
- Orthese




Therapieschuh (Normalschuh) zur Aufnahme einer Einlage sowie zur Versorgung des gesunden Fußes.



Orthoseschuh zur Aufnahme einer Orthese, wahlweise normal oder breit.

# SANDALEN



„Einfach mal die Füße  
an die frische Luft setzen.“



Im Sommer sind Sandalen ein Muss. Was aber, wenn gleichzeitig eine Orthese oder Einlagen getragen werden müssen? Geht das?

Ja. Denn Duna Sandalen besitzen eine spezielle Einlegetasche im Zehenbereich, die die Einlage auch bei offenen Sandalen sicher fixiert.

Also nichts wie raus an die frische Luft ...



# SANDALEN

## CLIP

Niedrige, geschlossene Sandale mit verkürzender Leiste und Fütterung im Schafthinterteil, Oberteil und am Knöchel. Mit Reflektoren und Anziehhilfe. Abb.: Clip Orthesenschuh breit

Farbe	Blau/Orange
Obermaterial	Nubukleder und Stoff
Futter	Leder
Klettverschlüsse	2, kürzbar
Größe	24 - 42



Achtung, Achtung,  
ich steh auf Action!



## LINUS

Geschlossene Sandale mit Polsterung am Knöchel und an den Seitenkappen. Mit Reflektoren und Anziehhilfe. Abb.: Linus Orthesenschuh

Farbe	Beige
Obermaterial	Nubukleder und Stoff
Futter	Leder
Klettverschlüsse	3, kürzbar
Größe	24 - 45



Meine Füße  
spielen am  
liebsten  
draußen.

# SANDALEN



## SNOOPY BOY

Sandale mit Polsterung in der Seitenpartie und im Knöchelbereich. Mit Reflektoren und Anziehhilfe. Abb.: Snoopy Boy Orthesenschuh

Farbe	Beige/Braun
Obermaterial	Nubukleder und Stoff
Futter	Leder
Klettverschlüsse	3, kürzbar
Größe	24 - 42



## SNOOPY GIRL

Sandale mit Polsterung in der Seitenpartie und im Knöchelbereich. Mit Reflektoren und Anziehhilfe. Abb.: Snoopy Girl Orthesenschuh

Farbe	Beige/Braun/Pink
Obermaterial	Nubukleder und Stoff
Futter	Leder
Klettverschlüsse	3, kürzbar
Größe	20 - 39





# Ciao!



„Ich bin Dina aus Italien. Bei uns ist es im Sommer immer richtig heiß. Am liebsten spiele ich deshalb am Strand. Zusammen mit meinem Hund Duffy, meinem Cousin Duilio und natürlich meinen Clips.


Neulich waren mein Cousin, Duffy und ich im Meer baden. Meine Clips musste ich dazu natürlich ausziehen. Wir spielten, tobten mit den Wellen um die Wette und warfen Stöcke ins Wasser, die Duffy dann zurückbrachte. Das war ein Spaß!

Doch als es Zeit war wieder nach Hause zu gehen, fehlte plötzlich eine meiner Sandalen - oh nein! Mein Cousin Duilio hatte sich einen Spaß daraus gemacht, ihn im Sand zu verbuddeln. Dummerweise hatte er nur vergessen wo.

Nach dem ersten Schrecken hatte ich jedoch eine Idee: Ich hielt Duffy meine andere Sandale hin und sagte: „Duffy, such!“ Keine zehn Minuten später waren beide Schuhe wieder vereint an meinen Füßen. Zuhause angekommen gab es natürlich eine Extra-Belohnung für Duffy.“



Eigentlich sind wir ein buntes Völkchen. Vielleicht willst du uns ja ausmalen?



## Logisch? Na, logo!

$$2 + 3 = \text{[shoe icon]}$$

$$\text{[shoe icon]} - 3 = \text{[watering can icon]}$$

$$\text{[shoe icon]} - \text{[watering can icon]} = \text{[racket icon]}$$

$$\text{[watering can icon]} + \text{[racket icon]} + \text{[shoe icon]} = \text{[shoe icon]}$$

$$\text{[shoe icon]} - \text{[shoe icon]} + \text{[watering can icon]} = \text{[basketball icon]}$$

$$\text{[basketball icon]} + \text{[shoe icon]} + \text{[racket icon]} = \text{[empty circle icon]}$$

Ich  
pass  
bloss  
auf  
die Lösung auf






„Ciao, ich bin Duilio - der freche kleine Cousin von Dina. Wie gut, dass Duffy ihren Schuh so schnell wiedergefunden hat, sonst hätte ich zuhause doch ganz schön Ärger bekommen ... Ich habe euch heute ein Rätsel mitgebracht. Mal sehen, ob ihr es auch so schnell gelöst bekommt wie ich? Ein kleiner Tipp: Jedes Symbol steht für eine Zahl, mit der du dann weiterrechnen kannst.“



Sport

„Von Null auf Lieblingsschuh  
in 7,6 Sekunden.“



Wenn das Leben tobt, sollen die Schuhe ganz vorne mit dabei sein. Duna Sportschuhe geben optimalen Halt und sind überall dort besonders gut gepolstert, wo es bei Bewegung zu hohen Belastungen kommt. Die starken Klettverschlüsse halten den Fuß dabei auch mit Orthese sicher im Schuh. Und modisch sind die Schuhe ohnehin absolut rekordverdächtig.



Sport

### TINO BOY

Niedriger Sportschuh mit Polsterung im Schaft und besonders im Knöchelbereich. Mit Reflektoren und Anziehhilfe. Abb.: Tino Boy Therapieschuh (Normalschuh)

Farbe	Blau
Obermaterial	Leder
Futter	Leder
Klettverschlüsse	3, kürzbar
Größe	22 - 45



### PEDDY

Niedriger Sportschuh mit Polsterung im Schaft, am Knöchel und in der Lasche. Mit Reflektoren und Anziehhilfe. Abb.: Peddy Orthesenschuh

Farbe	Braun
Obermaterial	Nubukleder
Futter	Leder
Klettverschlüsse	2, kürzbar
Größe	24 - 42




### KIM BOY

Knöchelhoher, sportlicher Schuh mit Schnürung, Reflektoren und Anziehhilfe. Abb.: Kim Boy Orthesenschuh

Farbe	Blau
Obermaterial	Nubuk- / Glattleder
Futter	Leder
Größe	30 - 45

Wetten wir,  
du kriegst  
mich nicht?!



### TINO GIRL

Niedriger Sportschuh mit Polsterung im Schaft und besonders im Knöchelbereich. Mit Reflektoren und Anziehhilfe. Abb.: Tino Girl Therapieschuh (Normalschuh)

Farbe	Pink
Obermaterial	Leder
Futter	Leder
Klettverschlüsse	3, kürzbar
Größe	22 - 39



### KIM GIRL

Knöchelhoher, sportlicher Schuh mit Schnürung, Reflektoren und Anziehhilfe. Abb.: Kim Girl Therapieschuh (Normalschuh)

Farbe	Pink
Obermaterial	Nubuk- / Glattleder
Futter	Leder
Größe	30 - 42





„Diese Schuhe haben  
einfach den Dreh raus ...“



Keine Zeit oder Lust die Schnürsenkel zu binden? Mit dem patentierten BOA Verschluss-System lassen sich die Schuhe mit einem einfachen Dreh sicher und fest verschließen. Der Schuh schmiegt sich an den Fuß an und gibt ihm optimalen Halt. Das Öffnen erfolgt per Knopfdruck. Eine Besonderheit: BOA Schuhe lassen sich besonders unkompliziert und weit öffnen, was den Einstieg mit Orthese vereinfacht.





### SIDE GIRL

Niedriger Sportschuh mit Drehverschluss. Öffnung hinten. Polsterung von Knöchel, Fersenpartie und Lasche. Reflektoren. Abb.: Side Girl Orthesenschuh



Farbe	Pink
Obermaterial	Leder
Futter	Leder
Drehverschluss	Außenseite, vorne
Größe	20 - 42

### WILL BOY

Niedriger Sportschuh mit Drehverschluss. Öffnung hinten. Polsterung von Knöchel, Fersenpartie und Lasche. Reflektoren. Abb.: Will Boy Orthesenschuh



Farbe	Grau
Obermaterial	Leder
Futter	Leder
Drehverschluss	hinten
Größe	20 - 45

### SIDE BOY

Niedriger Sportschuh mit Drehverschluss. Öffnung hinten. Polsterung von Knöchel, Fersenpartie und Lasche. Reflektoren. Abb.: Side Boy Orthesenschuh



Farbe	Anthrazit
Obermaterial	Leder
Futter	Leder
Drehverschluss	Außenseite, vorne
Größe	20 - 45


### WILL GIRL

Niedriger Sportschuh mit Drehverschluss. Öffnung hinten. Polsterung von Knöchel, Fersenpartie und Lasche. Reflektoren. Abb.: Will Girl Orthesenschuh



Farbe	Pink
Obermaterial	Leder
Futter	Leder
Drehverschluss	hinten
Größe	20 - 42

Uns geht das Schuhebinden nicht mehr auf den Senkel.



# Das Sortiment im Überblick



## CLIP s. 10

HMV-Nummer 31.03.03.7018	Artikelnummer	Größen
Orthesenschuh	DU 5013-5	24-42
Orthesenschuh breit	DU 5113-5	24-42



## LINUS s. 10

HMV-Nummer 31.03.03.7018	Artikelnummer	Größen
Orthesenschuh	DU 5012-3	24-45
Therapieschuh (Normalschuh)	DU 1012-3	24-45



## SNOOPY GIRL s. 11

HMV-Nummer 31.03.03.7018	Artikelnummer	Größen
Orthesenschuh	DU 5010-6	20-39
Therapieschuh (Normalschuh)	DU 1010-6	20-39



## SNOOPY BOY s. 11

HMV-Nummer 31.03.03.7018	Artikelnummer	Größen
Orthesenschuh	DU 5011-3	24-42
Therapieschuh (Normalschuh)	DU 1011-3	24-42



## TINO BOY s. 16

HMV-Nummer 31.03.03.7018	Artikelnummer	Größen
Orthesenschuh	DU 5052-5	22-45
Orthesenschuh breit	DU 5152-5	22-45
Therapieschuh (Normalschuh)	DU 1052-5	22-45



## TINO GIRL s. 16

HMV-Nummer 31.03.03.7018	Artikelnummer	Größen
Orthesenschuh	DU 5051-6	22-39
Orthesenschuh breit	DU 5151-6	22-39
Therapieschuh (Normalschuh)	DU 1051-6	22-39



## PEDDY s. 17

HMV-Nummer 31.03.03.7018	Artikelnummer	Größen
Orthesenschuh	DU 5037-8	24-42
Therapieschuh (Normalschuh)	DU 1037-8	24-42



## KIM BOY s. 17

HMV-Nummer 31.03.03.7018	Artikelnummer	Größen
Orthesenschuh	DU 5061-5	30-45
Therapieschuh (Normalschuh)	DU 1061-5	30-45



## KIM GIRL s. 17

HMV-Nummer 31.03.03.7018	Artikelnummer	Größen
Orthesenschuh	DU 5060-6	30-42
Therapieschuh (Normalschuh)	DU 1060-6	30-42



## SIDE GIRL s. 20

Als Sonderanfertigung auch als Orthesenschuh breit erhältlich.

HMV-Nummer 31.03.03.7018	Artikelnummer	Größen
Orthesenschuh	DU 5070-6	20-42
Orthesenschuh breit (Sonderanfertigung)	DU 5170-6	20-42
Therapieschuh (Normalschuh)	DU 1070-6	20-42



## SIDE BOY s. 20

Als Sonderanfertigung auch als Orthesenschuh breit erhältlich.

HMV-Nummer 31.03.03.7018	Artikelnummer	Größen
Orthesenschuh	DU 5071-7	20-45
Orthesenschuh breit (Sonderanfertigung)	DU 5171-7	20-45
Therapieschuh (Normalschuh)	DU 1071-7	20-45



## WILL BOY s. 21

Als Sonderanfertigung auch als Orthesenschuh breit erhältlich.

HMV-Nummer 31.03.03.7018	Artikelnummer	Größen
Orthesenschuh	DU 5069-7	20-45
Orthesenschuh breit (Sonderanfertigung)	DU 5169-7	20-45
Therapieschuh (Normalschuh)	DU 1069-7	20-45



## WILL GIRL s. 21

Als Sonderanfertigung auch als Orthesenschuh breit erhältlich.

HMV-Nummer 31.03.03.7018	Artikelnummer	Größen
Orthesenschuh	DU 5068-6	20-42
Orthesenschuh breit (Sonderanfertigung)	DU 5168-6	20-42
Therapieschuh (Normalschuh)	DU 1068-6	20-42



**semeda**<sup>®</sup>  
ORTHOPÄDISCHE PRODUKTE



### Weiterführende Informationen auf [www.semeda.de](http://www.semeda.de)

Sameda ist der deutsche Distributor für die orthopädischen Schuhe von Duna. Auf [www.semeda.de/duna](http://www.semeda.de/duna) finden Sie weitere Informationen zu unserem Schuh-Sortiment. Dort haben wir für den Fachhandel auch ein Fax-Bestellformular zum Download bereitgestellt.

### Bestellung über den Fachhandel

Die Bestellung der Duna Schuhe muss über den orthopädischen Fachhandel erfolgen, wahlweise telefonisch, per Fax oder E-Mail. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

**SEMEDA GmbH**  
Am Petersberg 36  
D-29389 Bad Bodenteich  
Deutschland/Germany

**Tel.: +49-(0)5824 98 555-17**

**Fax.: +49-(0)5824 98 555-20**

**E-Mail: [duna@semeda.de](mailto:duna@semeda.de)**



WE 4100-007

Firmenstempel Orthopädietechniker

